

MULTIMETROS DIGITALES DE ESCRITORIO

- **Serie de multímetros Digitales TRUE RMS T3DMM**

Multímetros de escritorio digitales de doble pantalla que proporcionan un conjunto de características poderosas.

El diseño es fácil de usar desde el panel frontal y el control basado en computadora a través de USB o LAN.

Cada modelo está equipado con una pantalla de color verdadero TFT-LCD de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 * 272 para una fácil visualización.



La serie T3DMM también presenta visualización de datos numéricos, histogramas, gráficos de tendencias, gráficos de barras y estadísticas, además de las funciones aritméticas integradas, incluidas las estadísticas de medición.

Características principales

- Disponible en modelos de 4,5 dígitos (60.000 cuentas, 5,5 dígitos (240.000 cuentas) y 6,5 dígitos (2.200.000 cuentas).
- Se ofrece un modelo adicional de 6,5 dígitos con una tarjeta de escáner integrada.
- Las funciones matemáticas incluyen: Máx., Mín., Promedio, Desviación estándar, dBm / dB, Medición relativa, Histograma de aprobado / reprobado, Gráfico de tendencia, Medidor de barras, etc.
- Mediciones de voltaje y corriente CA de verdadero valor eficaz.
- Soporte para operación de control remoto